

EXPERZYME R

Red-FCE

DESCRIZIONE

ExperZyme R è una preparazione enzimatica, microgranulare, molto concentrata per l'estrazione dei tannini ed antociani delle uve rosse. ExperZyme R è un sistema enzimatico con attività collaterali cellulasic/emicellulasic derivato da un ceppo selezionato di *Aspergillus niger* che non ha subito modificazioni genetiche.

IMPIEGO

ExperZyme R è stato sviluppato per ottimizzare la macerazione di uve rosse, macerazione prefermentativa a freddo e macerazione carbonica.

ExperZyme R garantisce il rilascio rapido e selettivo di antociani e tannini, consentendo un maggior sviluppo dell'espressione aromatica ed eleganza in bocca.

ExperZyme R:

- Ottimizza l'estrazione ottimale dei polifenoli
- Migliora l'espressione degli aromi
- Accresce lo sviluppo dei sapori e della piacevolezza al palato
- Aumenta la resa in mosto
- Riduce i tempi di macerazione

MODALITÀ D'USO

ExperZyme R deve essere preventivamente sospeso in acqua per 10 volte il suo peso. Impiegare immediatamente dopo la pigiatura, il prima possibile rispetto alla fase di macerazione.

ExperZyme R è attivo da 10°C a 50°C e la sua attività aumenta con la temperatura.

ExperZyme R è rimosso dalla bentonite.

DOSI DI IMPIEGO

La dose raccomandata è di circa 1.5-3 g/100kg uva in base alla qualità, alla maturazione, alla temperatura ed al tempo di contatto.

CONFEZIONI

Da 200 g e da 1 Kg

CONSERVAZIONE

Confezione chiusa: conservare in luogo fresco (temperatura inferiore a 20°C), asciutto, ventilato e privo di odori.

Il prodotto mantiene integre le proprie caratteristiche per almeno 24 mesi dalla data di produzione.

Confezione aperta: richiuderla accuratamente e conservarla in un luogo fresco (temperatura inferiore a 15°C), asciutto e ventilato. Utilizzare il prodotto in tempi brevi.

PERICOLOSITÀ

Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee pratiche di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Prodotto per uso alimentare ed enologico, ad esclusivo uso professionale.